

**A MINIMÁLIS ELVÉGZENDŐ BEAVATKOZÁS SZÁMOK A
LABORATÓRIUMI HEMATOLÓGIA ÉS IMMUNOLÓGIA
SZAKVIZSGÁHOZ A KÉPZÉSI PERIÓDUS ALATT**

- Interpretatív leletezéshez szükséges módszerek ismerete
- Interpretatív leletezés az alábbi megoszlásban:
 - Citogenetikai lelet 20 db
 - FISH lelet 20 db
 - Nukleinsav alapú diagnosztikai lelet 30 db
 - Áramlási citometriai lelet 50 db
 - Thrombophilia lelet 50 db
 - Vérzékenység kivizsgálása 30 db
 - Autoimmun kivizsgálás leletezése 50 db